

Demande d'analyse Métagénomique

Numéro d'identification

Date de réception

Ne pas remplir

La métagénomique clinique est une approche diagnostique fondée sur le séquençage massif des acides nucléiques présents dans un prélèvement, sans cibler au préalable un agent infectieux particulier.

Contrairement à une PCR classique, qui recherche un agent pathogène défini, elle permet d'explorer de façon large la diversité des microorganismes présents — virus, bactéries, champignons ou parasites — et peut donc être particulièrement utile devant des tableaux atypiques, des infections polymicrobiennes, ou des prélèvements négatifs en culture et en PCR ciblées.

Son intérêt est d'apporter une vision globale des agents pathogènes impliqués, même ceux pour lesquels aucune PCR n'est disponible.

Propriétaire

Nom :

Adresse mail :

Code postal :

Téléphone :

Animal

Espèce :

Race :

Nom :

Date de naissance :

☐ Femelle ☐ Mâle

☐ Stérilisé(e)

Vétérinaire

Nom :

Tampon de la clinique :

Adresse mail :

Téléphone :

Date de la demande : _____

Tarif : à partir de 250€ HT. Nous contacter pour toute demande, afin que nous élaborions ensemble la stratégie la plus pertinente.

Facturation :

- ☐ Vétérinaire (paiement par virement après émission de la facture)
- ☐ Propriétaire (paiement par chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'ENVT ou par carte bancaire en ligne)

Commémoratifs cliniques

- ☐ Animal asymptomatique
- ☐ Animal symptomatique
- ☐ Animal vivant ☐ Animal mort

- Durée d'évolution :
- ☐ < 5 jours
- ☐ 5-15 jours
- ☐ > 15 jours

Traitements en cours :

Signes généraux :

Signes digestifs :

Signes neurologiques :

Signes respiratoires :

Signes buccaux/oculaires :

Autres :

Informations concernant l'échantillon

Ecouvillon/cytobrosse	Sang total	Fluides autres	Organe (préciser) :	Autre (préciser) :
☐ Oropharyngé ☐ Conjonctival ☐ Nasal ☐ Vaginal ☐ Prépuçial ☐ Rectal ☐ Autre (préciser)	☐ Tube sec ☐ EDTA ☐ Hépariné (déconseillé) Plasma ☐ EDTA ☐ Citraté ☐ Hépariné (déconseillé) ☐ Sérum	☐ Urine ☐ LBA ☐ LCS ☐ Epanchement ☐ Liquide synovial ☐ Humeur aqueuse ☐ Sperme		

Conseils pour le prélèvement et la conservation

Ecouvillon/cytobrosse : dans un tube sec

Sang total, plasma, moëlle osseuse : EDTA obligatoire, tube hépariné ou borate formellement déconseillé. Volume minimal de 0,3mL.

Urine : idéalement 4mL.

Pas de prélèvement stocké en formol

Cytoponctions : tube EDTA avec 0,2mL de NaCl 0,9%

Conservation au réfrigérateur, pas de congélation.

Contact

Plateforme METAPATH
05 61 19 38 34 - metapath@envt.fr

Fiches de demandes
d'analyses, bordereaux
de transport, tarifs
complets, etc.

